


## Előfejő csészék



Cikkszám: 965022-80 A

965022-85 B

972879-03 (speciális tartó) C

987958-30 D

Az előfejes létfontosságú és egyszerű eljárás, könnyen beépíthető a fejési munkamenetbe. Az előfejő csészéket úgy alakították ki, hogy a masztitiszvizsgálatot minden egyes fejés előtt gyorsan és könnyedén el lehessen végezni. A masztitisz korai stádiumban történő felfedezésének hatékony eszközei. Nemcsak a tejben található vér és genny gyors kimutatása, hanem a baktériumokkal leginkább szennyezett tej kifejése miatt is előnyös a használatuk.

Általános jellemzők:

- Használatuk egyszerű.
- Könnyen tisztítható.
- Erős és tartós.
- Fekete ellenőrző tányér - könnyen észrevehető a masztitisz jelei.



Különböző típusú előfejő csészék:

<b>Kék próbacsésze nyéllel</b>	<b>Előfejő csésze</b>	<b>Próbacsésze speciális, rácsos betéttel</b>
965022-80	965022-85 972879-03 (speciális tartó)	987958-30
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sima ellenőrző tányér.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leszerelhető tejgyűjtő-nem kell érintkezni az esetlegesen fertőzött tejjel.</li><li>• A rajta lévő kampóval a ruhára erősíthető.</li><li>• Speciális tartó rendelhető hozzá (972879-03).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Speciális rácsos betét.</li><li>- Ki- és bepattintható.</li><li>- Nem kell az esetlegesen fertőzött tejjel érintkezni.</li><li>• Tisztítása egyszerű.</li></ul>

Használat:

- Tőgynegyedenként fejjen ki néhány tejsugarat a csészébe. Ellenőrizze, hogy felfedezhető-e a klinikai masztitisz jelei (vér, genny).
- Ha klinikai masztitiszre utaló jeleket fedezett fel, tegye meg a megfelelő intézkedéseket.